

Περιγραφή του προϊόντος :

Οδοντιατρική ελαστομερές υλικό αποτύπωσης duosil light body, duosil regular, duosil tray, duosil putty tray

Εφαρμογή : Αποτύπωσης όλων των στεφανών και γεφυρών , ψηφίδα , onlay , καπλαμά και του εμφυτεύματος .

Χρήση

1 . Παρασκευή

- Πριν από τη χρήση , ελέγξτε την εμφάνιση του προϊόντος ή ράφι του χρόνου , κλπ.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
- φως Duosil σώματος και τακτικές κασέτα μονοφασικό : αφαιρέστε το καπάκι της κασέτας περιστρέφοντας κατά ¼ αριστερόστροφα . Συνδέστε το ρύγχος ανάμειξης , τοποθετήστε την κασέτα στην υποδοχή με Ανταλλακτικά Φυσίγγια του διανομέα .
- Duosil στόκος που : ανοίξτε το καπάκι και να προετοιμάσει τα κουτάλια μέτρησης .

2 . Οδηγίες χρήσης

- Εάν θέλετε, εφαρμόστε το συγκολλητικό παράγοντα ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή βαμβάκι ιζήματος σε δίσκο .
- Τοποθετήστε το δίσκο με το κατάλληλο υλικό (λάιτ ή κανονική μονοφασικό ή το δίσκο , στόκος)
- Τοποθετήστε τη φορτωμένο δίσκο στο στόμα εντός του χρόνου εργασίας της συνέπειας . Περιμένετε για το σύνολο (4 λεπτά από το στόμα)
- Μετά το υλικό έχει θέσει , αφαιρέστε την εντύπωση .
- Το λαμβανόμενο εντύπωση θα πρέπει να καθαρίζονται , στη συνέχεια απολυμανθεί με κατάλληλο απολυμαντικό .
- Ρίξτε ένα μοντέλο έχει αμέσως στη αφαιρεθεί εντύπωση (αν θέλετε)
- Μετά το μοντέλο έχει θέσει , διαχωρίζουν προσεκτικά το μοντέλο εντύπωση .

3 . Δοσομέτρηση και ανάμιξη του τύπου σωλήνα

- Προετοιμάστε μια πλάκα ανάμειξης και σπάτουλα
- Πιέστε το σωληνάριο για να εξωθήσει το υλικό από το σωλήνα
- Πιέστε τη βάση και τον καταλύτη ως ίδιο μήκος με την ανάμιξη pad
- Ανακατέψτε τα υλικά ομοιογενώς χρησιμοποιώντας σπάτουλα για 30 λεπτά
- Τοποθετήστε στο δίσκο και να λάβει την εντύπωση
- Ελέγξτε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε την εντύπωση στο στόμα
- Το υλικό έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιήσετε 20-24oC εσωτερική

4 . Συνιστάται αποθήκευσης μετά την πρώτη ανοικτή

- Θα πρέπει να είναι κοντά το κύπελλο μετά την πρώτη ανοικτή
- Αποθήκευση σε ξηρό και δροσερό μέρος (15 - 30oC)

Προφύλαξη

- Τα υλικά should είναι η χρήση από τον οδοντίατρο
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα
- Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην αναμειχθεί με υλικά πολυσουλφιδίου εντύπωση , υλικά ευγενόλη
- Αποφύγετε την επαφή ή να χειρίζονται τα παιδιά
- Μην χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό
- Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με γάντια λατέξ , λάδι , ακρυλικό , glycerol
- Μην χρησιμοποιείτε την ημερομηνία λήξης . Χρόνος εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη θερμοκρασία