

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

MTA +

Υλικό για την πλήρωση και την ανακατασκευή των ριζικών σωλήνων

ΣΥΝΘΕΣΗ :

Υδροξείδιο ασβεστίου και πυρίτιο, σίδηρο , αλουμίνιο, νάτριο, κάλιο , βισμούθιο, οξείδια του μαγνησίου , φωσφορικού ασβεστίου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Συσκευή προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας ως υλικό για την πλήρωση και επαναμεταλλοποίηση της ρίζας

κανάλια . Όταν αναμιγνύεται με νερό θέτει σε 6-10 λεπτά .

MTA + είναι ιδιαίτερα για χρήση στις ακόλουθες περιπτώσεις

- απομετάλλωση των βλαβών του ριζικού σωλήνα ,
- αντίστροφη πλήρωση της κορυφής της ρίζας ,
- άμεση προσαρμογή πολτού ,
- ακρωτηριασμό πολτού, στη θεραπεία των δοντιών με ατελή ανάπτυξη των ριζών .

Προϊόν έχει εκ νέου ορυκτοποίησης αποτέλεσμα επί των σκληρών ιστών του δοντιού , σφραγίζει με ασφάλεια το κανάλι ρίζας.

MTA + δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως χωριστή ή την τελική πλήρωση του ριζικού σωλήνα .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε στην πλάκα ανάμιξης του περιεχομένου του MTA + σκόνης από το γυάλινο φιαλίδιο.

Προσθέστε 1-2 σταγόνες MTA + υγρό χρησιμοποιώντας την πιπέτα .

Αναμίξτε τους μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επιτευχθεί η συνοχή της υγρής άμμου . Εάν η συνεκτικότητα του μίγματος είναι πάρα πολύ πυκνό ή εύθρυπτο συνέχεια προσθέστε άλλη μια σταγόνα του υγρού (ή απεσταγμένο νερό) .

Τοποθετήστε την προετοιμασία στο επιλεγμένο πεδίο μέσω του φορέα αμαλγάματος .

Χρησιμοποιήστε την προετοιμασία μόνο όταν είναι απότομη συμπτώματα φύγει ως το όξινο pH παρεμβαίνει με τη ρύθμιση διαδικασία της MTA + . MTA + σκόνη είναι μία δόση για μία μόνο χρήση . Όταν αναμιγνύεται με MTA + υγρό (ή απεσταγμένο νερό) , πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 10 λεπτά . Μετά από εκείνη τη στιγμή το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση λόγω η προοδευτική διαδικασία πήξης και σκλήρυνσης του μίγματος .

Χρησιμοποιήστε το πακέτο των MTA + υγρό μέσα σε ένα χρόνο μετά το πρώτο άνοιγμα .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προϊόν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια .

Είναι ερεθιστικό για τους βλεννογόνους , το δέρμα και τα μάτια .

Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή .

Σε περίπτωση που η κατανάλωση δεν αναμασούν ή προκαλέσετε εμετό . Πίνετε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή .

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνιστάται ότι καουτσούκ φράγμα, γάντια μιας χρήσης και προστατευτικά γυαλιά χρησιμοποιούνται .

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 25 ° C. Προστατέψτε από την υγρασία .

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά . Ημερομηνία λήξης τοποθετείται στο κύριο δοχείο.